

大型仪器共享管理平台APP 机主使用手册

版本：V1.0



目录

1. 系统要求	1
2. 业务流程	1
3. 注册登录	1
4. 仪器查询	3
5. 远程开关机	4
6. 在线申请	5
7. 在线审批	7
8. 仪器管理	9
9. 查看历史记录	9
10. 系统设置	10
11. 技术支持	13



1. 系统要求

1.1. 支持苹果IOS 10.0版本及以上

1.2. APP版本说明

本APP是基理科技大型仪器共享管理平台的移动端，需搭配网页端平台进行使用。

1.3. 适用对象

APP V1.0版本主要用户为机主，主要实现管理端功能，具体功能包括：注册登录、仪器查询、仪器管理、远程开关机、审批管理、消息处理、查看历史记录、系统设置。

2. 业务流程




图1 业务流程图

注：“紫色”为仪器负责人特有功能。

3. 注册登录

3.1. 注册

下载、启动仪器控APP，进入登录页面。




图1 登录

登录大型仪器共享管理平台网页端，在个人信息页点击【绑定APP】，在APP登录页点击扫码绑定，扫描网页端绑定APP的二维码，填写注册邮箱并获取验证码，验证通过后，设置密码，完成绑定。



图2 扫码绑定

3.2. 登录

输入正确的账号、密码，点击登录进入应用首页。

3.3. 找回密码

登录账号时忘记密码，请点击登录页的“忘记密码”，填写注册邮箱验证码后，进行密码重置。

4. 仪器查询

4.1. 查看仪器列表

登录账号进入APP首页，查看所在大型仪器共享管理平台系统的所有仪器列表信息。

- 搜索查询仪器信息；
- 仪器列表排序查看：选择“使用状态”和“热度优先”两种排序方式。
- 点击右上角扫一扫，扫描仪器二维码实现快速预约；



图3 首页

4.2. 查看仪器详情

点击首页列表仪器，查看该仪器详情信息。

用户可进行使用预约/ 送样预约/ 开启仪器&关闭仪器，若用户为该仪器的管理员，在详情页还可进行预约的快速审批和仪器设置。

注：远程开关机要求该仪器的控制方式必须为“电源控制/ 电脑控制”其中一种。




图4 查看仪器详情

5. 远程开关机

5.1. 开启仪器

点击仪器详情页左下角的【开启仪器】，进入远程开机界面，点击开启使用仪器，同时仪器开始计时。

5.2. 关闭仪器

仪器使用完毕后，点击【关闭】按钮，结束使用，仪器计时结束。

当仪器正在被他人使用时，仪器负责人在仪器详情页的左下角点击【关闭仪器】，进入仪器关机页进行关闭。



图5 远程开关机

6. 在线申请

6.1. 在线预约

点击使用预约，进行仪器预约。

在日历中点击预约日期，查看预约当日预约信息，填写预约开始时间、结束时间，并填写备注信息，点击确定，完成预约。

< 场发射... 使用预约

< 2018年2月 >

日	一	二	三	四	五	六
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

2018年2月12日 已预约 ∨

- 王小倩 10:00~11:30
- 李小蕾 13:00~14:00
- 赵伏羲 16:00~15:30

剩余预约时段 8:00~10:00 14:00~16:00

* 开始时间 请选择 >

* 结束时间 请选择 >

备注信息

请输入备注信息

确定

图6 使用预约

6.2. 在线送样

点击送样预约，进行送样申请。

填写样品数、送样时间及备注信息，进行送样提交。

< 场发射... 送样预约

* 样品 2

* 送样时间 请选择送样时间 >

备注信息 最多输入120字

请输入备注信息

提交申请

图7 送样预约

7. 在线审批

7.1. 快速审批

仪器管理员在负责仪器详情页点击【快速审批】，处理该仪器的待审批消息。



图8 快速审批

7.2. 待办消息

点击消息列表，查看审批详情，并进行审批处理；或者在消息列表，左滑进行快速审批。



图9 审批处理

8. 仪器管理

在负责仪器详情页，点击右上角设置按钮，设置仪器开放信息。



图10 开放设置

9. 查看历史记录

查看历史记录信息，包括当前用户的使用记录、预约记录、送样记录。




图11 历史记录

10. 系统设置

点击“我的”页面右上角【设置】按钮，进入系统设置页。



图12 系统设置

10.1. 关联账号

当用户属于多个大型仪器共享平台系统时，可在此扫码绑定多个账号，通过APP统一进行管理。



图13 关联账号

10.2. 重置密码

输入旧密码，并设置新密码，确认后完成密码更新。

重置密码

请输入原来密码

请重置您的密码

请再次输入您的密码

确认

图14 重置密码

11. 技术支持

如有使用问题、咨询或建议，请拨打客服电话 400-017-5664，我们的技术支持人员将24h为您服务！