

大型仪器共享管理平台**APP** 使用手册

2019.3.29

1. 注册登录

1.1 注册

下载、启动仪器控APP，进入登录页面。

- 扫码注册

The image shows a login page for '17KONG'. At the top is the logo, which consists of a blue cloud-like shape with a stylized '17' inside, and the text '17KONG' below it. Below the logo are two input fields: the first is labeled '使用网页端的个人邮箱输入' (Use personal email input from the web page) and the second is labeled '请输入密码' (Please enter password). Below these fields are two checkboxes: '记住密码' (Remember password) which is checked, and '忘记密码?' (Forgot password?). A large blue button labeled '登录' (Login) is positioned below the checkboxes. Below the button is the text '或' (or), followed by a QR code icon and the text '扫码绑定' (Scan QR code to bind). At the bottom of the page, it says '版本 V1.0' (Version V1.0).

图1 登录

登录大型仪器共享管理平台网页端，在个人信息页点击【绑定APP】，在APP登录页点击扫码绑定，扫描网页端绑定APP的二维码，填写注册邮箱并获取验证码，验证通过后，设置密码，完成绑定。



图2 扫码绑定

• 邮箱注册

点击【注册】，填写邮箱信息进行注册。注册成功后，直接登入首页，查看仪器控全部入网信息。页面上方提示：“您尚未绑定网页端个人账号，绑定账号可查看更多本校仪器”




图3 邮箱注册

1.2 登录

输入正确的账号、密码，点击登录进入应用首页。

1.3 找回密码

登录账号时忘记密码，请点击登录页的“忘记密码”，填写注册邮箱验证码后，进行密码重置。

2. 仪器查询

2.1 查看仪器列表

登录账号进入APP首页，查看所在大型仪器共享管理平台系统的所有仪器列表信息。

- 搜索查询仪器信息
- 点击右上角扫一扫，扫描仪器二维码快速定位仪器，实现远程关机/预约/送样



图4 首页

2.2 查看仪器详情

点击首页列表仪器，查看该仪器详情信息。

用户可进行使用预约/ 送样预约/ 开启仪器&关闭仪器，若用户为该仪器的管理员，在详情页还可进行预约的快速审批和仪器设置。




图5 查看仪器详情

2.3 查看关注仪器

点击APP底部的“关注” Tag，查看本人在web端关注的所有仪器信息



图6 查看关注仪器

3. 远程开关机

3.1 开启仪器

点击仪器详情页左下角的【开启仪器】，进入远程开机界面，点击开启使用仪器，同时仪器开始计时。

当仪器控制方式为蓝牙控制时，需在手机开启蓝牙后，才能实现远程开机操作。当仪器无控制方式时，在APP中可实现“虚拟开关机”操作，即不对仪器进行实际控制，通过在APP中对仪器进行开启/关闭，采集不受控仪器的“使用机时”。

注：APP支持被授权用户同时开启多台仪器

3.2 关闭仪器

仪器使用完毕后，点击【关闭】按钮，结束使用，仪器计时结束。（蓝牙控制仪器，需开启手机蓝牙后，再进行关机。）

当仪器正在被他人使用时，仪器负责人在仪器详情页的左下角点击【关闭仪器】，进入仪器关机页进行关闭。



图7 远程开关仪器

4. 在线申请

4.1 在线预约

点击使用预约，进行仪器预约。

在日历中点击预约日期，查看预约当日预约信息，填写预约开始时间、结束时间，并填写备注信息，点击确定，完成预约。

＜ 场发射... 使用预约

＜ 2018年2月 ＞

日	一	二	三	四	五	六
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

2018年2月12日 已预约 ∨

- 王小倩 10:00~11:30
- 李小蕾 13:00~14:00
- 赵伏羲 16:00~15:30

剩余预约时段 8:00~10:00 14:00~16:00

* 开始时间 请选择 >

* 结束时间 请选择 >

备注信息

请输入备注信息

确定

图8 使用预约

4.2 在线送样

点击送样预约，填写送样表单，确认信息无误后，提交送样申请表单。

＜场发射...

送样预约

* 样品

-

2

+

* 送样时间

请选择送样时间 >

备注信息

最多输入120字

请输入备注信息

提交申请

图9 送样预约

5. 在线审批

5.1 快速审批

仪器管理员在负责仪器详情页点击【快速审批】，处理该仪器的待审批消息。




图10 快速审批

5.2 待我审批

点击待我审批列表，查看审批详情，并进行审批处理；或者在待我审批列表，左滑进行快速审批。



图11 审批处理

5.3 我的申请

普通用户在我的申请列表中，可查看本人发起的申请信息，实时查看审批状态。

当个人预约/ 送样审批状态为“待审批”时，点击预约详情页，右上角将显示编辑按钮，点击可更新送样/ 预约表单信息，确认后重新提交申请。

16:47

<

使用预约 待审批

✎

负责人

Support ,lina.zhuang23,lina.zhuang25

预约仪器

场发射透射电子显微镜9

预约时间

2019-03-31 06:16:00 ~ 2019-03-31 08:20:59

备注信息

预约1

多选

123 1234

单行文本

数值测试

17

预约2

数值范围字段

下拉菜单

16:47

<

送样预约 待审批

✎

负责人

Support ,lina.zhuang122

预约仪器

1211123222323

样品数量

1

送样时间

2019-03-29 10:00:00

备注信息

大类

当选客户端上看剧可
视电话饭卡速度很欢
是大款

djfhaskahsfghfoajofjhahf
agsfg

duoxuan人都
是弗活动时间
付款金卡上的
护肤科技啊收
到回复哈速...

whdjkhkasjhflahghofhods
efdjafkjsdahg;adhfowopfafjlhgsahush

xiala大家阿杜阿受印
度啊三衣服

h

多单文本

图12 编辑审批

普通用户在「待我审批」页，可以对“申请中”的送样记录，点击左滑，显示编辑。

天津市基理科技股份有限公司

400-017-5664

11/17




图13 我的申请

6. 仪器管理

6.1 开放设置

在负责仪器详情页，点击右上角设置按钮，设置仪器开放信息。



图14 开放设置

6.2 绑定蓝牙

仪器负责人及以上管理员可以为负责或管理的无控制方式的仪器（仪器电源已经与蓝牙插座连接的情况下）进行绑定蓝牙操作。同时也可以对已经绑定蓝牙插座的仪器进行解绑和重新绑定。




图15 绑定蓝牙

7. 查看历史记录

查看历史记录信息，包括当前用户的使用记录、预约记录、送样记录。



图16 历史记录

7.1 修改预约记录

用户在预约记录页查看个人预约信息，对已预约未审批且未过期的预约记录，在预约列表页左滑，可以编辑更新预约信息。



图17 修改预约记录

7.2 修改送样记录

用户在送样记录页查看个人预约信息，对已申请未审批的送样记录，在送样列表页左滑，可以编辑更新送样信息。



图18 修改送样记录

8. 系统设置

点击“我的”页面右上角【设置】按钮，进入系统设置页。可进行多站点账号关联和意见反馈。

8.1 关联账号

当用户属于多个大型仪器共享平台系统时，可在此扫码绑定多个账号，通过APP统一进行管理。

8.2 意见反馈

选择您想反馈的问题点，可进行简单描述，提交后，我们将收到您的意见反馈信息。

9. 系统要求

支持IOS 10.3及以上版本

支持Android7及以上版本

9.1 APP版本说明

本APP是基理科技大型仪器共享管理平台的移动端，需搭配网页端平台进行使用。

9.2 具体功能

该版本具体功能包括：注册登录、仪器查询、仪器管理、远程开关机、预约送样、统计、审批管理、系统消息、查看历史记录、系统设置。

10. 技术支持

如有使用问题、咨询或建议，请拨打客服电话 400-017-5664，我们的技术支持人员将24h为您服务！